

# Salvafix®

Restraint and positioning  
Contención y posicionamiento



SECURE THERAPEUTIC  
RESTRAINT SYSTEM

SISTEMA DE CONTENCIÓN  
TERAPÉUTICA SEGURA

Memory *PRO* · Standard · Slim · Transit

Patient's rights and needs in the 21<sup>st</sup> century require innovative and effective solutions to guarantee the safety and respect of their dignity. SALVAFIX is the result of constant research in which many healthcare professionals are involved and it is adapted taking into account the recommendations of several international agencies for surveillance and control of medical devices. SALVAFIX is recognized and recommended by the healthcare professionals as one of the most reliable, safe and comfortable preventative systems of therapeutic restraint and as respectful to the patient.


*Las necesidades y derechos de los pacientes del siglo XXI requieren de soluciones innovadoras y eficaces que garanticen la seguridad y respeten su dignidad. SALVAFIX es fruto de la investigación constante en la que participan numerosos profesionales de la salud y adaptándose a las recomendaciones de las diferentes agencias internacionales de vigilancia y control de productos sanitarios. SALVAFIX es reconocido y recomendado por los profesionales sanitarios como uno de los sistemas preventivos de contención terapéutica más fiable, seguro, cómodo y respetuoso con el paciente.*

## Labeling



Reinforced structure in all of the sensitive areas where there are increased efforts.

*Estructura reforzada en todas las zonas susceptibles de sufrir esfuerzos elevados.*



Ultrasound sealed eyelet holes to avoid tears.

*Ollaos sellados por ultrasonidos para evitar desgarros.*



Smoothly padded edging and reinforced that prevent patient injuries.

*Ribetes con costura reforzada, acolchados y suaves que evitan lesiones en el paciente.*

The stainless steel eyelets are highly resistant to tear and moisture, providing more strength.

*Los ollaos de acero inoxidable aportan robustez y son altamente resistentes al desgarró y la humedad.*



Velcro® to facilitate a fast and secure application.

*Velcro® para facilitar una rápida y segura aplicación.*




Edging color: blue (sky) to upper parts and brown (ground) to lower parts.

*Color del ribete: azul (cielo) para partes superiores y marrón (tierra) para inferiores.*

# CERTIFIED PERMANENT ANTIMICROBIAL PROTECTION

PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA  
PERMANENTE CERTIFICADA

 Proven 99.99% efficiency avoiding cross-contamination risks  
*Eficacia demostrada del 99,99% que evita riesgos de contaminación cruzada*

 Silver ion technology suitable for medical use  
*Tecnología de iones de plata apto para uso médico*



The SVF3500 and SVF3505 magnetic opening buttons are made of a material that incorporates the Biomaster 408 additive in its composition, which provides antibacterial properties throughout the useful life of the product. It has been tested according to ISO 22196:2011 standards in addition to environmental controls and is effective against fungi, mold and 99.99% of bacteria, even those resistant to antibiotics such as Staphylococcus aerial (MRSA) and Enterococcus resistant to vancomycin (VRE).

*Los botones de apertura magnética SVF3500 y SVF3505 están fabricados con un material que incorpora en su composición el aditivo Biomaster 408, el cual aporta propiedades antibacterianas durante toda la vida útil del producto. Ha sido testado según los estándares ISO 22196:2011, además de controles medioambientales y es eficaz contra hongos, moho y el 99,99% de las bacterias, incluso las resistentes a antibióticos como es Estafilococo aéreo (MRSA) y los Enterococcus resistentes a la vancomicina (VRE).*



## LOCKING SYSTEMS

### SISTEMAS DE CIERRE SEGURO

## Magnetic opening

Apertura magnética



### Standard / Estándar\*

For general use. Resists up to 150 kg. Included as standard.

*Para uso general. Con resistencia de hasta 150 kg. Incluido de serie.*



### Waterproof

Robust magnetic button whose function is not altered in wet conditions. Resists up to 300 kg.

*Robusto botón magnético cuya funcionalidad no se ve alterada en mojado. Con resistencia de hasta 300 kg.*



### Aluminium / Aluminio\*

For intensive use (psychiatric, emergency, etc.) Resists up to 400 kg.

*Para uso intensivo (psiquiatría, urgencias, etc.) Con resistencia de hasta 400 kg.*



### The "Blue Key"

Magnetic key with **centering ring** for easy positioning on the button and speed up the opening. With **neodymium magnet**, up to 6x more powerful than a ferrite magnet and more durable because they do not lose particles. Ensures quick release of the button.

*Llave magnética con **aro centrador** para facilitar su posicionamiento y agilizar la apertura. Incorpora un **imán de neodimio**, hasta 6 veces más potente que uno convencional de ferrita y mucho más duradero, pues no pierde partículas. Asegura una apertura rápida del botón.*



## Mechanical opening

Apertura mecánica



### Mechanical / Mecánico

The system of highest resistance (up to 600 kg.) Water resistant.

*El sistema de más alta resistencia (hasta 600 kg.) Resistente al agua.*



### Mechanical key / Llave mecánica

Made of stainless steel. Designed for quick and safe opening of the mechanical button. It works under any conditions.

*De acero inoxidable. Diseñada para una rápida y segura apertura del botón mecánico. Funciona bajo cualquier condición de uso.*



# Salvafix®

## Memory PRO

Makes the application easier and increases the security and control, avoiding risks for the patient due to too strong tightening or for the medical staff due to having it too loose.

The **alphanumeric coding** is a patented system to make the product application easier, quicker and safer. Allows tracking of abdominal measurement changes and memorizes the suitable alphanumeric setting for each patient.

The **Controlled Mobility System** allows to widen or restrain, in a secure way, the grade of mobility according to the person requirements.

*Simplifica la aplicación y aumenta la seguridad y control, evitando riesgos para el paciente por excesivo ajuste o para el personal sanitario por demasiada holgura.*

*El **código alfanumérico** es un sistema patentado que permite aplicar el producto de una manera más fácil, rápida y segura. Permite detectar cambios en la medida abdominal y memorizar la configuración alfanumérica adecuada para cada paciente. Además, garantiza el control de la simetría al aplicarse en ambas extremidades.*

*El **Sistema de Movilidad Controlada** permite ampliar o restringir de forma segura el grado de movilidad según requiera la persona.*



## Abdominal belt

Cinturón abdominal



Perineal band  
sewn to te belt  
*Banda perineal  
cosida al cinturón*



L and XL sizes: two  
buttons for safety  
*Tallas L y XL: dos  
cierres por seguridad*

The SALVAFIX Memory Pro abdominal control belts include an articulated system (except size XL) that allows the patient to turn on to either side, be incorporated or sit on the bed. Installation in bed is simple. The sidebands prevent the patient from rotating around the axis of the belt. Perineal band prevent the patient from rotating inside the belt and from the risk of suffocation by sliding down.


*Los cinturones de control abdominal SALVAFIX Memory Pro incluyen un sistema articulado (excepto talla XL) que permite al paciente girar hacia ambos lados, incorporarse o sentarse en la cama. Su instalación en cama es sencilla. Las bandas laterales evitan que el paciente gire sobre el eje del cinturón. La banda perineal evita la rotación del paciente dentro del cinturón y el riesgo de asfixia por deslizamiento hacia abajo.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3001P	S	46 - 76 cm	16 cm
SVF3000P	M	68 - 108 cm	18 cm
SVF3002P	L	95 - 135 cm	18 cm
SVF3003P	XL	115 - 150 cm	18 cm


- 1 belt with sewn lateral bands  
*cinturón con bandas laterales cosidas*
- 3 locks (sizes L and XL: 4 locks)  
*cierres (tallas L y XL: 4 cierres)*
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key




Lateral bands  
*Bandas laterales*



Antislip perineal band  
*Banda perineal antideslizamiento*



Articulation  
*Articulación*



Adaptable to different width of beds  
*Adaptación a varios anchos de cama*



Double eyelets in XL size  
*Doble fila de ollaos en talla XL*



Friendly label and instruction manual by QR  
*Iconos de ayuda e instrucciones por QR*

# Wristbands

## Muñequeras




1



2



3



The SALVAFIX Memory Pro wristbands allow to secure the patient's hands to the bed. These are fixed to the bed structure by a long adjustable band.

1. The **Controlled Mobility System** works combined with the abdominal belt, passing the wristband band through the lower belt loop, thus limiting the movements outside the perimeter of the bed.
2. The inside of the wristbands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
3. The wristbands contains an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

Las muñequeras SALVAFIX Memory Pro permiten asegurar las manos del paciente a la cama. Se fijan al bastidor de la cama mediante una banda larga regulable en longitud.

1. El **Sistema de Movilidad Controlada** funciona combinado con el cinturón abdominal, pasando la banda de la muñequera por la presilla inferior del cinturón, limitando así los movimientos fuera del perímetro de la cama, siempre que se utilice en combinación con el cinturón abdominal.
2. El interior de las muñequeras está fabricado con un material acolchado de tacto suave, que evita lesiones por presión o abrasión.
3. Las muñequeras contienen una zona con Velcro® que permite realizar una aplicación más rápida y ajustada, incrementando así la seguridad del sistema.

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3251	S	9 - 15 cm	8 cm
SVF3250	M	14 - 20 cm	8 cm
SVF3252	L	19 - 25 cm	8 cm
SVF3253	XL	24 - 30 cm	8 cm

- 2 wristbands / muñequeras
- 4 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética Blue Key





## Ankle bands

Tobilleras



The SALVAFIX Memory Pro ankle bands allow to secure the patient's feet to the bed. The set consists of a strap fixed to the bed structure and two independent ankle bands that are fixed to the bed by locks.

1. The **Controlled Mobility System** incorporated to the ankle bands allows to adjust the levels of restraint to the clinical needs of the patient.
2. The inside of the ankle bands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
3. The ankle bands contain an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

Las tobilleras SALVAFIX Memory Pro permiten asegurar los pies del paciente a la cama. El conjunto lo compone una cincha fijada al bastidor de la cama y dos tobilleras independientes que se ajustan a la cincha de cama mediante cierre seguro.

1. El **Sistema de Movilidad Controlada** que incorporan las tobilleras permite regular el rango de movimiento según las necesidades clínicas del paciente.
2. El interior de las tobilleras está fabricado con un material acolchado de tacto suave, que evita lesiones por presión o abrasión.
3. Las tobilleras contienen una zona con Velcro® que permite realizar una aplicación más rápida y ajustada, incrementando así la seguridad del sistema.

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3351	S	14 - 20 cm	8 cm
SVF3350	M	19 - 25 cm	8 cm
SVF3352	L	24 - 30 cm	8 cm
SVF3353	XL	29 - 35 cm	8 cm

- 2 ankle bands / tobilleras
- 1 bed strap for ankle bands / cincha de sujeción a la cama
- 4 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key



## Harness with thorax band

*Arnés con banda para tórax*

Prevents the patient from slipping vertically up, and is highly flexible in its application. A band around the thorax prevents the patient from slipping and loosen the harness. This product comes with a transversal strap which prevents any violent or immediate incorporation so that the patient cannot injure himself or others. For non violent patients, this harness can be used without the transversal strap. This way the patient obtains a higher grade of mobility and is able to sit up on the bed but not to slip up.

*Evita que el paciente se deslice verticalmente hacia arriba y es muy versátil en su aplicación. Una cinta alrededor del tórax impide que pueda deslizarse y liberarse del arnés. El producto incluye una banda transversal cuyo uso impide la incorporación violenta e inmediata, de manera que no se lesione a sí mismo ni a otras personas. Se puede utilizar este arnés sin la banda transversal para obtener un grado de movilidad más alto, con lo que el paciente se puede incorporar en la cama, pero no deslizarse hacia arriba.*



**fixed to the belt / con fijación a cinturón**

Code/Código	Size/Talla	Width/Ancho	Perimeter/Perímetro
SVF3431	S	5 cm	50 - 90 cm
SVF3430	M/L	5 cm	70 - 126 cm
SVF3433	XL	5 cm	109 - 165 cm

- 1 harness with thorax band / arnés con banda de tórax
- 1 bed strap / cincha de sujeción a la cama
- 1 short belt strap / banda corta de sujeción al cinturón
- 4 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key




**not fixed to the belt / sin fijación a cinturón**

Code/Código	Size/Talla	Thorax width/Ancho tórax	Perimeter/Perímetro
SVF3441	S	8 cm	40 - 80 cm
SVF3440	M/L	8 cm	75 - 115 cm
SVF3443	XL	8 cm	105 - 145 cm

- 1 harness with thorax band and two bed straps / arnés con banda de tórax y dos cinchas de sujeción a la cama
- 5 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key

## Complete set

*Equipo completo*

The complete set is the global solution of secure restraint for bedridden patients. It permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff, as bed restraint is not an easy issue. As it consists of individual elements, it can be used as required by the patient.

*El equipo completo es la solución global de contención segura para pacientes en cama. Permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal asistencial. Dado que se compone de elementos individuales, se pueden utilizar según necesidad de la persona.*


Code/Código	Size/Talla
SVF3151P	S
SVF3150P	M
SVF3152P	L
SVF3153P	XL

- 1 belt with sewn lateral bands  
*cinturón con bandas laterales cosidas*
- 2 wristbands / muñequeras
- 2 ankle bands / tobilleras
- 1 bed strap for ankle bands  
*cincha de sujeción a la cama para tobilleras*
- 1 harness with thorax band  
*arnés con banda de tórax*
- 1 bed strap for harness  
*cincha de sujeción a la cama para arnés*
- 15 locks (16 for L and XL)  
*cierres (16 para L y XL)*
- 4 magnetic keys / llaves magnéticas  
*Blue Keys*
- 1 carry bag / bolsa de transporte



# Complete set

*Equipo completo*



# Salvafix®




## Standard

The STANDARD range enables  
a secure and versatile restraint.  
Products are made with highly  
resistant materials, have a functional  
design and are comfortable.

*La gama STANDARD permite una  
contención segura y versátil.  
Productos fabricados con materiales  
muy resistentes, de diseño funcional  
y confortables.*

## Abdominal belt

Cinturón abdominal



The abdominal restraint belt can be installed before or after the patient lies down on the bed. The lower part, with fixing straps and two tabs, has to be fixed to the bed (always on moving parts) structure; the upper part has to be placed around the patient's waist. The lateral restraining bands must always be applied and used and they are intended to control or prevent the patient from rolling in excess to the right or to the left, and let the appropriated postural changes be made.

*El cinturón de sujeción abdominal se puede instalar antes o después de que el paciente se haya acostado. La parte inferior, con cinchas de sujeción, se fija a la estructura de la cama (siempre en partes móviles), la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente. Las bandas de sujeción lateral deben aplicarse y usarse siempre y sirven para controlar o fijar el giro a derecha o izquierda y permiten realizar los cambios posturales pertinentes.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3031P	S	46 - 76 cm	16 cm
SVF3030P	M	68 - 108 cm	18 cm
SVF3032P	L	95 - 135 cm	18 cm

- 1 belt with sewn lateral bands  
*cinturón con bandas laterales cosidas*
- 3 locks (size L: 4 locks) / *cierres (talla L: 4 cierres)*
- 1 magnetic key / *llave magnética*  
Blue Key

# Wristbands

## Muñequeras



Short


Cortas

Its particular design permits a comfortable application only to the belt tab.

*Su particular diseño permite una cómoda aplicación solamente en las presillas del cinturón.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3221	S	9 - 15 cm	8 cm
SVF3220	M	14 - 20 cm	8 cm
SVF3222	L	19 - 25 cm	8 cm

- 2 wristbands  
muñequeras
- 2 locks /cierres
- 1 magnetic key  
llave magnética  
Blue Key



Long

Largas

Designed to be applied without a belt, anchored to the bed frame.

*Concebidas para ser aplicadas sin necesidad de cinturón, con anclaje al basidor de la cama.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3260	M/L	14 - 25 cm	8 cm

- 2 wristbands  
muñequeras
- 4 locks /cierres
- 1 magnetic key  
llave magnética  
Blue Key



Monoblock

Wristbands sewn to the bed band in a single piece.

*Muñequeras cosidas a la banda de cama formando una única pieza.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3231	S	9 - 15 cm	8 cm
SVF3230	M	14 - 20 cm	8 cm
SVF3232	L	19 - 25 cm	8 cm

- 2 wristbands sew  
muñequeras cosidas
- 4 locks /cierres
- 1 magnetic key  
llave magnética  
Blue Key


## Universal Duo

Versatile and universal size restraint valid for use on wrists and/or ankles.

*Versátil contención de talla universal válida para su aplicación en muñecas y/o tobillos.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3800	Universal	10 - 34 cm	8 cm

- 1 pair of DUO / par de DUO
- 4 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key



16

## Ankle bands

### Tobilleras

The SALVAFIX Standard ankle bands allow to secure the patient's feet. The comfortable softly padded covering eliminates the injuries caused by pressure or abrasions. The Velcro® prevents slipping of the overlapped parts.

*Las tobilleras SALVAFIX Standard permiten asegurar los pies del paciente. El comfortable acolchado envolvente y de tacto suave elimina posibles lesiones por presión o abrasión. El Velcro® impide el deslizamiento de las partes solapadas.*




Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3321	S	14 - 20 cm	8 cm
SVF3320	M	19 - 25 cm	8 cm
SVF3360	M/L	18 - 28 cm	8 cm
SVF3322	L	24 - 30 cm	8 cm

- 2 ankle bands sewn / tobilleras cosidas
- 4 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key



## Harness

Arnés



The fastening thoracic harness is used to prevent the patient from slipping vertically.

*El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente.*

Code/Código	Size/Talla	Width/Ancho
SVF3400	One/Única	5 cm

- 1 harness / arnés
- 1 bed strap / cincha de sujeción a la cama
- 1 short belt strap / banda corta de sujeción al cinturón
- 3 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key

## Thigh bands

Musleras



The SALVAFIX Standard thigh bands allow secure the patient's legs.

*Las musleras de sujeción SALVAFIX Standard permiten asegurar las piernas del paciente.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3600	One/Única	32 - 62 cm	8 cm

- 2 thigh bands sewn to the bed strap  
musleras cosidas a la banda de la cama
- 4 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key

## Complete set


*Equipo completo*

This set permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff. As it consists of individual parts, it can be used depending on the need at that moment.

*Este equipo permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal médico. Dado que se compone de elementos individuales se pueden utilizar según necesidad en el momento.*

Code/Código	Size/Talla
SVF3121P	S
SVF3120P	M
SVF3122P	L

- 1 belt with sewn lateral bands  
*cinturón con bandas laterales cosidas*
- 2 wristbands / *muñequeras*
- 2 ankle bands / *tobilleras*
- 1 bed strap for ankle bands  
*cincha de sujeción a la cama para tobilleras*
- 1 harness / *arnés*
- 1 bed strap for harness  
*cincha de sujeción a la cama para arnés*
- 12 locks (13 for L) / *cierres (13 para L)*
- 4 magnetic keys / *llaves magnéticas*  
*Blue Keys*



# Salvafix®

## Slim

Allows a secure and adapted restraint for slim patients on the bed, wheelchair, chair or armchair. Ideal for home care due to its security, convenience and simplicity.

*Permite una contención segura y adaptada a pacientes de complexión delgada en cama, silla de ruedas, silla o sillón. Ideal para la atención domiciliaria por su seguridad, comodidad y sencillez.*

## Belt for bed

### *Cinturón para cama*

Belt with lateral strips to prevent the patient from rotating around the axis of the belt. The perineal band prevents the patient from rotating inside the belt and from the risk of suffocation by sliding down.

*Cinturón con bandas laterales que impiden que el paciente gire sobre el eje del cinturón. La banda perineal impide que el paciente pueda girar sobre sí mismo dentro del cinturón o deslizarse hacia abajo, evitando así riesgo de asfixia.*



Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3050P	M	68 - 108 cm	8 cm

- 1 belt with lateral and perineal bands  
*cinturón con bandas laterales y perineal*
- 3 locks / *cierres*
- 1 magnetic key / *llave magnética*  
Blue Key

## Belt for wheelchair, chair or armchair

### *Cinturón para silla de ruedas, silla o sillón*

Model designed for seated patient.

*Modelo diseñado para paciente sentado.*



Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3060P	M	68 - 108 cm	8 cm
SVF3062P	L	74 - 114 cm	8 cm

- 1 belt / *cinturón*
- 2 locks / *cierres*
- 1 magnetic key / *llave magnética*  
Blue Key

# Salvafix®

## Transit

Restraint system specifically adapted  
for the transfer of patients on  
stretchers or through ambulation.

*Sistema de contención seguro y  
adaptado específicamente para el  
traslado de pacientes en camilla o  
mediante deambulaci3n.*

## Harness for stretcher

### Arnés para camilla


The thoracic fastening harness is used to avoid the patient from moving vertically. A blue edge sewn on the borders of the straps gives it a soft finish and creates a soft touch padded surface. Its particular monoblock design permits an easy application on the stretcher.

*El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente y para evitar que pueda incorporarse. Un ribete azul cosido en el borde de las bandas las dotan de un acabado suave y acolchada para mayor confort del paciente. Su particular diseño monobloque permite una cómoda aplicación sobre la camilla.*



Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho	Stretcher width/Ancho camilla
SVF3470	M/L	70 - 110 cm	8 cm	45 - 60 cm
SVF3476	M/L	80 - 120 cm	8 cm	60 - 80 cm
SVF3478	XL	110 - 150 cm	8 cm	60 - 80 cm

- 1 harness / arnés
- 3 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética
- Blue Key



## Wristbands for stretcher

### Muñequeras para camilla



Wristbands adapted to the stretcher assembly. Its monoblock design permits an easy application on the stretcher.

*Muñequeras adaptadas al montaje en camilla. Su diseño monobloque permite una sencilla aplicación.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho	Stretcher width/Ancho camilla
SVF3270	M/L	14 - 25 cm	8 cm	45 - 60 cm
SVF3276	M/L	14 - 25 cm	8 cm	60 - 80 cm
SVF3278	XL	24 - 30 cm	8 cm	60 - 80 cm

- 1 set of wristbands sewn to the stretcher strap  
*conjunto de muñequeras cosidas a la cincha para la camilla*
- 3 locks / *cierres*
- 1 magnetic key / *llave magnética*  
Blue Key

## Ankle bands for stretcher

### Tobillos para camilla



Ankle bands adapted to the stretcher assembly. Its monoblock design permits an easy application on the stretcher.

*Tobillos adaptadas al montaje en camilla. Su diseño monobloque permite una sencilla aplicación.*

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho	Stretcher width/Ancho camilla
SVF3370	M/L	18 - 28 cm	8 cm	45 - 60 cm
SVF3376	M/L	18 - 28 cm	8 cm	60 - 80 cm
SVF3378	XL	29 - 35 cm	8 cm	60 - 80 cm

- 1 set of ankle bands sewn to the stretcher strap  
*conjunto de tobilleras cosidas a la cincha para la camilla*
- 3 locks / *cierres*
- 1 magnetic key / *llave magnética*  
Blue Key

## Wristbands for ambulation

### Muñequeras para deambulación

Set of wristbands sewn onto the belt band. Maintains patient's arms in a comfortable position and avoids aggression, self-injury or any manipulation of locks.

Conjunto de muñequeras cosidas sobre una banda de cintura. Mantiene los brazos del paciente en una posición cómoda y evita agresiones, autolesiones o cualquier manipulación del sistema de cierre.



Back / Trasera

Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3280	M/L	14 - 25 cm	8 cm

- 1 set of wristbands / conjunto de muñequeras
- 3 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key

## Ankle bands for ambulation

### Tobilleras para deambulación

Set of ankle bands sewn on a band that connects them. Allows the patient to walk in short steps.

Conjunto de tobilleras cosidas sobre una banda que las une. El paciente puede desplazarse con pasos cortos.



Code/Código	Size/Talla	Perimeter/Perímetro	Width/Ancho
SVF3380	M/L	19 - 30 cm	8 cm

- 1 set of ankle bands / conjunto de tobilleras
- 2 locks / cierres
- 1 magnetic key / llave magnética  
Blue Key

## Binding band for wristbands and ankle bands

### Banda de unión para muñequeras y tobilleras

Code/Código	Length/Longitud
SVF3480	105 cm

- 1 binding band / banda de unión
- 1 lock / cierres



## Complete set for ambulation

*Equipo completo para deambulaci3n*

Consists of a set of wristbands sewn onto the belt band, a set of ankle bands and a binding band. Maintains patient's arms and legs in a comfortable position and avoids aggression, self-injury, any manipulation or access to the locks by the patient. Allows the patient to walk in short steps as well as to sit.

*Consiste en un conjunto de mu1equeras cosidas a una banda de cintura, un conjunto de tobilleras cosidas y una banda de uni3n. Mantiene los brazos y las piernas del paciente en una posici3n c3moda y evita la agresi3n, autolesi3n, cualquier manipulaci3n o acceso al sistema de cierre por parte del paciente. El paciente puede desplazarse con pasos cortos y no impide que se pueda sentar.*



Code/C3digo Size/Talla

SVF3180 M/L

- 1 set of wristbands / conjunto de mu1equeras
- 1 set of ankle bands / conjunto de tobilleras
- 1 binding band / banda de uni3n
- 6 locks / cierres
- 2 magnetic keys / llaves magn3ticas  
Blue Keys



Box of 20 standard buttons  
*Caja de 20 botones estándar*

Code/ Código  
SVF3503

Box of 10 standard locks + pin  
*Caja de 10 botones estándar + pin*

Code/ Código  
SVF3500



Box of 20 Waterproof buttons  
*Caja de 20 botones Waterproof*

Code/ Código  
SVF3508

Box of 10 Waterproof locks + pin  
*Caja de 10 botones Waterproof + pin*

Code/ Código  
SVF3505



Box of 20 aluminium buttons  
*Caja de 20 botones aluminio*

Code/ Código  
SVF3513

Box of 10 aluminium locks + pin  
*Caja de 10 botones aluminio + pin*

Code/ Código  
SVF3510



Box of 20 stainless steel pins  
*Caja de 20 pines de acero inoxidable*

Code/ Código  
SVF3504



Box of 10 waterproof mechanic locks  
(button + pin)  
*Caja de 10 sistemas de cierre mecánicos  
resistentes al agua (botón + pin)*

Code/ Código  
SVF3520



For buttons/Para los botones  
SVF3500 - SVF3510 - SVF3505

Box of 10 Blue Keys  
*Caja de 10 Blue Keys*

Code/ Código  
SVF3551



For button/Para el botón  
SVF3520

Box of 10 mechanic keys  
*Caja de 10 llaves mecánicas*

Code/ Código  
SVF3570



SALVAFIX empty carry bag  
*Bolsa de transporte SALVAFIX vacía*

Code/ Código  
MT030



SALVAFIX empty briefcase  
*Malefín SALVAFIX vacío*

Code/ Código  
MT020



SALVAFIX wash bag  
*Bolsa de lavado SALVAFIX*

Code/ Código  
Size/Tamaño 45x60 cm: BAG4560  
Size/Tamaño 60x90 cm: BAG6090



Emergency box with cutter included  
*Caja de emergencia con cutter incluido*

Code/ Código  
SVF3920



Security cutter tool  
*Herramienta de corte de seguridad*

Code/ Código  
SVF3900

Disposable security cutter tool  
*Herramienta de corte desechable*

Code/ Código  
SVF3910



Extension strap (65 cm)  
*Banda de extensión (65 cm)*

Code/ Código  
SVF3460



Bed strap for harness SVF3400  
*Cincha de cama para arnés SVF3400*

Code/ Código  
SVF3448

Bed strap for ankle bands SVF335\*  
*Cincha de cama para tobilleras SVF335\**

Code/ Código  
SVF3475

## Demo case

### Maletín de demostración



Demonstration set consisting of a robust branded briefcase containing a complete Salvafix kit.

*Material de demostración compuesto por un robusto maletín rotulado que contiene un equipo completo Salvafix.*

Code/Código	Content/Contenido
MT018	SVF3150P
MT019	SVF3120P
MT022	SVF3152P

## Training

### Formación

Official Partner

**evo**  
TRAINING  
INSTITUTE


<https://evotraining.eu>



SALVAFIX is one of the safest and most effective restraint systems on the market, thanks to its complete training program for distributors and professional users, allowing them to use the product with agility and security guarantees. Both health center-based and distance training are offered, with an extensive range of audiovisual equipment and learning resources. Continued improvement of the SALVAFIX system makes continued learning the best vehicle for achieving excellence in the product usage.














*SALVAFIX es uno de los sistemas de contención más seguros y eficaces del mercado, gracias también a su completo programa de formación a distribuidores y usuarios profesionales, lo que les permite utilizar el producto con agilidad y todas las garantías de seguridad. La formación puede ser presencial o a distancia, con un extenso abanico de material audiovisual y recursos de aprendizaje. El perfeccionamiento continuado del sistema SALVAFIX hace que esta formación sea el mejor vehículo para alcanzar la excelencia en el uso del producto.*





For more detailed information on all products see brochure instructions and safety information included with each item. You can also download it using this QR code.

Para una información más detallada de todos los productos, lea el folleto de instrucciones e información de seguridad incluido en cada unidad. También puede descargarlo usando este código QR.

		Memory PRO	Standard	Slim	Transit	
						
Belt Cinturón	Articulation / Articulación	●	○	○	-	-
	Alphanumeric coding / Cod. alfanumérica	●	○	○	-	-
	Size XL / Talla XL	●	○	○	-	-
	Fixation / Anclaje				-	-
Wristbands Muñequeras	Mobility degrees / Grados de movilidad	●	●○	-	●	○
	Alphanumeric coding / Cod. alfanumérica	●	○	-	○	○
	Size XL / Talla XL	●	○	-	○	○
	Fixation / Anclaje			-		
Ankle bands Tobilleras	Mobility degrees / Grados de movilidad	●	○	-	○	○
	Alphanumeric coding / Cod. alfanumérica	●	○	-	○	○
	Size XL / Talla XL	●	○	-	○	○
	Fixation / Anclaje			-		
Harness / Arnés	Thorax band / Banda de tórax	●	○	-	○	-



Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.  
 Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.

Medi Care System, S.L.U.  
 Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain  
 Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068  
 info@medisystemsl.com · www.medicaressystem.net